

REF G-24040, G-24041, G-24046, G-24047, G-24048, G-24049, G-24050, G-24051, G-24055, G-24056, G-24060, G-24061, G-24065, G-24070, G-24072, G-24310, G-24313, G-24315, G-24360, G-24362, G-24364, G-24366

ULTRASCHALLSPITZEN
PRODUKTBEZOGENE AUFBEREITUNGSANLEITUNG

Diese produktbezogene Aufbereitungsanleitung für kritische Medizinprodukte, ist ausschließlich für die oben aufgeführten Artikel der GEUDER AG gültig. Alle unsteril ausgelieferten Medizinprodukte sind vor jeder Anwendung aufzubereiten.



Abb. 1:
Beispielabbildungen Ultraschallsitzen

REF	verwendbar mit Schlüssel	verwendbar mit GEUDER INFUSIONSAUFSÄTZEN																
		G-24110	G-24112	G-24073	G-24086	G-24101	G-24102	G-24103	G-24104	G-24106	G-24111	G-24311	G-24314	G-24316	G-24361	G-24363	G-24365	G-24367
G-24040	X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24041	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24046	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
G-24047	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
G-24048	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
G-24049	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
G-24050	X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24051	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24055	X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24056	X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24060	X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

REF	verwendbar mit Schlüssel	verwendbar mit GEUDER INFUSIONSAUFSÄTZEN																
		G-24110	G-24112	G-24073	G-24086	G-24101	G-24102	G-24103	G-24104	G-24106	G-24111	G-24311	G-24314	G-24316	G-24361	G-24363	G-24365	G-24367
G-24061	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24065	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24070	X	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24072	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24310	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
G-24313	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
G-24315	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
G-24360	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
G-24362	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
G-24364	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
G-24366	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Tab. 1

ZUBEHÖRTABELLE

G-24110	SCHLÜSSEL für sterilisierbare Ultraschallspitze	
G-24112	SCHLÜSSEL für CMP Ultraschallsitzen	
G-31021	REINIGUNGSADAPTER für US-Sitzen	
GEUDER ULTRASCHALLHANDGRIFFE	Beispielabbildung	
GEUDER INFUSIONSAUFSÄTZE	Beispielabbildungen	

Tab. 2, Abbildungen unmaßstäblich

ÜBERSICHT

Zyklusgrenze	Montage/Demontage	Zubehör
100 x	JA	JA (Siehe Tab. 2 Zubehörtabelle)
Vorreinigung	Ultraschall	Maschinelle Aufbereitung
JA	JA	JA
Manuelle Aufbereitung	Druckluft	Dampfsterilisation
NEIN	JA	JA

Tab. 3

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

Erstbehandlung	Weiches Tuch (bspw. Kompresse), Einmal-Spritze (5 mal mit jeweils 10 ml)
Vorreinigung	Weiche Kunststoffbürste oder Steamer (Dampfstrahler, max. 2 bar) Einmal-Spritze (5 mal mit jeweils 10 ml) oder Reinigungspistole (Wasserdruckpistole, max. 2 bar) optional: Ultraschallbecken 35-40 kHz
Trocknung	Medizinische Druckluft (ölfreie Druckluft, max. 2 bar)
pH-Wert Kontrolle	pH-Teststreifen
Wartung	Zur Sterilisation geeignetes Instrumentenöl, fusselfreies Einwegtuch

Tab. 4

MONTAGE/DEMONTAGE

- Schrauben Sie die Ultraschallspitze auf den Ultraschallhandgriff und ziehen Sie die Ultraschallspitze mit dem Schlüssel für Ultraschallspitzen fest (Abb. 2)
- Schieben Sie den Infusionsaufsatz über die Ultraschallspitze und schrauben Sie ihn auf das Gewinde des Ultraschallhandgriffs (Abb. 3). Beachten Sie, den Infusionsaufsatz nicht zu beschädigen oder, bei Verwendung eines Infusionsaufsatzes mit flexiblem Innenteil, dieses nicht zu verschieben.
- Die richtige Positionierung des Infusionsaufsatzes entnehmen Sie der produktbezogenen Aufbereitungsanleitung des Infusionsaufsatzes (1102223).
- Die weiteren Schritte entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für Ultraschallhandgriffe (1102217 GA Ultraschallhandgriffe oder 1102312 GA Ultraschallhandgriff ERGO)




Abb. 2




Abb. 3

ERSTBEHANDLUNG AM GEBRAUCHSORT

- Demontieren Sie den Infusionsaufsatz und die Ultraschallspitze in umgekehrter Reihenfolge gemäß Abb. 2 bis 3 vom Ultraschallhandgriff.
- Der Ultraschallhandgriff wird gemäß Gebrauchsanweisung (1102217 oder 1102312) und der Infusionsaufsatz gemäß produktbezogener Aufbereitungsanleitung (1102223) aufbereitet.
- Entfernen Sie makroskopisch sichtbare Verunreinigungen (bspw. Arzneimittel und korrosive Lösungen etc.) während/sofort nach der Anwendung mit einer in sterilem Wasser getränkten Kompressur.
- Durchspülen Sie die Ultraschallspitze mit sterilem Wasser.
- Legen Sie die trockene Ultraschallspitze in ein geeignetes Lagerungs-/Transportsystem und verschließen Sie dieses.

VORBEREITUNG VOR DER REINIGUNG

Vorreinigung

- Spülen Sie die Ultraschallspitze unter fließendem kaltem (< 40 °C) Leitungswasser.
- Entfernen Sie sichtbare, grobe Verschmutzungen mit Hilfe einer weichen Kunststoffbürste oder einem Steamer.
- Montieren Sie den Reinigungsadapter (G-31021) wie beschrieben (Abb. 4).
- Durchspülen Sie die Ultraschallspitze mit einer Reinigungspistole mit geeignetem Spülaufsatz oder einer Einmal-Spritze.
- Spülen Sie die Ultraschallspitze gegen die Flussrichtung.



Abb. 4

ODER

Ultraschallreinigung als unterstützende Vorreinigung (optional)

Grundsätzlich ist eine Vorreinigung mittels Ultraschall für alle komplexen sowie stark verschmutzten Medizinprodukte (bspw. Lumen-, Schiebepfanne-, Gelenkinstrumente, etc.) empfohlen. Beachten Sie die Angaben bzgl. Einwirkzeit und Konzentration des Chemikalienherstellers sowie Angaben des Ultraschallbeckenherstellers.

- Legen Sie die Ultraschallspitze ein und achten Sie auf vollständige Benetzung:
 - Befüllen Sie die Ultraschallspitze mit Reinigungslösung.
- Ultraschallbehandlung bei 35-40 kHz, warten Sie die Einwirkzeit ab.
- Spülen Sie im Anschluss die Ultraschallspitze zur Neutralisation mit VE-Wasser.
- Prüfen Sie die Ultraschallspitze auf Durchgängigkeit:
 - Spülen Sie die Ultraschallspitze mit einer Reinigungspistole, einem Steamer oder einer Einmal-Spritze.
 - Spülen Sie Ultraschallspitze gegen die Flussrichtung.

MASCHINELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

Nur Zuladung von ophthalmologischen Produkten zulässig.
Thermische Desinfektion A_v -Wert > 3000, 93 °C, 5 min; VARIO TD Programm.
Die Auswahl geeigneter Aufnahmen und Beschiebungswagen für die optimale Um- sowie Durchspülung der Medizinprodukte sollte in Absprache mit dem Gerätehersteller erfolgen.

Ablauf

- Konnektieren Sie den Reinigungsadapter an einen geeigneten Spülanschluss am Beschiebungswagen.
 - Vermeiden Sie Spülschatten.
- Nach der Reinigung und Desinfektion ist für die weitere Aufbereitung der Reinigungsadapter zu entfernen.

TROCKNUNG

Trocknen Sie ggf. die Ultraschallspitze mit medizinischer Druckluft.

pH-Wert Kontrolle

- Es wird eine chargenbezogene Routinekontrolle auf alkalische Rückstände empfohlen.
- Bringen Sie Restfeuchte der Ultraschallspitze auf einen pH-Teststreifen auf.
- Vergleichen Sie den pH-Teststreifen mit der Farbskala:
 - pH-Neutralität ist erforderlich.

KONTROLLE UND WARTUNG

Visuelle Kontrolle

- Kontrollieren Sie die Ultraschallspitze auf Sauberkeit:
 - Bei Rückständen muss der Reinigungs- und Desinfektionsprozess wiederholt werden.
- Kontrollieren Sie die Ultraschallspitze auf Schäden:
 - Sortieren Sie korrodierte oder beschädigte (verbogene) Ultraschallspitzen aus. (Verbogene Ultraschallspitzen dürfen nicht gerichtet werden.)
- Kontrollieren Sie die Ultraschallspitze auf Vollständigkeit.
- Kontrollieren Sie die Ultraschallspitze auf Trockenheit.

Wartung

- Pflegen Sie alle Ultraschallspitzen mit geeignetem Instrumentenöl:
 - Lassen Sie die Ultraschallspitze abkühlen.
 - Bringen Sie das Instrumentenöl punktuell auf das Gewinde auf.
 - Entfernen Sie ggf. überschüssiges Instrumentenöl mit einem fusselfreien Einwegtuch.

VERPACKUNG

Verwenden Sie normgerechtes Verpackungsmaterial und -systeme:
DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607 und DIN EN 868-8.

STERILISATION

Dampfsterilisation im fraktionierten Vorvakuumverfahren:
SAL 10⁶, mindestens 3 min bei 134 °C, 3 bar.

LAGERUNG

Die Lagerung erfolgt bei Raumtemperatur (max. 25 °C) in geschlossenen Lagersystemen (staub- und lichtgeschützt sowie trocken), geschützt vor Beschädigungen oder mechanischen Einflüssen, in kontrollierter Umgebung.

- Beschädigte oder geöffnete Sterilbarrieresysteme (SBS) gelten als unsteril.
- Die Lagerdauer richtet sich nach der Art der Verpackung und ist entsprechend zu validieren.

TRANSPORT

Der Transport darf die Eigenschaften des Sterilgutes nicht negativ beeinflussen.
Bei Rücksendungen an die GEUDER AG: Beachten Sie, dass ausschließlich aufbereitete (gereinigte, desinfizierte und sterilisierte) Medizinprodukte angenommen werden können.

ENTSORGUNG

Zur Entsorgung müssen länderspezifische Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.
Bei Medizinprodukten, bei denen der Verdacht auf CJK (vCJK) besteht, sind die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (www.rki.de) zu beachten.
Nationale Normen, Regelungen und/oder Einschränkungen sind mit einzubeziehen!

ALLGEMEINE INFORMATION ZUR AUFBEREITUNG

Umfängliche Informationen zur Aufbereitung finden Sie in der Herstellerinformation zur Aufbereitung von Medizinprodukten der GEUDER AG.

Die Lebensdauer der wiederverwendbaren Medizinprodukte endet entweder nach Materialveränderungen, Materialabnutzungen, Beschädigungen sowie Funktionsveränderungen und Funktionsverlust des Medizinproduktes oder nach der etwaigen Zyklusbegrenzung (Höchstzahl der Wiederaufbereitungen) wie auf der produktbezogenen Aufbereitungsanleitung angegeben (siehe Übersichtstabelle).

ANGABEN ZUR VALIDIERUNG

Durch die GEUDER AG validierte Verfahren im Überblick:

Die Auswahl der Parameter entspricht Worst-Case Bedingungen.

Manuelle Vor-, Reinigung und Desinfektion

Vorreinigung

Mit Leitungswasser (gem. TrinkwV), Reinigungspistole oder Spritze, Instrumentenreinigungsbürste mit weichen Nylonborsten (15 mm).

Reinigung

- Im Ultraschallbecken, 0,5 %, 10 min/30-40 °C, 35 kHz, Bändelin RK 510 H, nach der Ultraschallbehandlung für 2 min in deionisiertes Wasser eingelegt und gespült und/oder betätigt.

Prozesschemie (manuell)

- Reinigung: Dr. Weigert: neodisher MediClean forte, Deionisiertes Wasser (VE-Wasser).
- Desinfektion: Bode Chemie: Korsolex plus, Deionisiertes Wasser (VE-Wasser).

Maschinelle Reinigung und Desinfektion

Reinigung

- Programm: verkürztes VARIO TD Programm, 0,2 %, 55 °C/10 min, Schlusspülung 3 min/VE-Wasser, Miele & Cie. KG: Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) Typ G7836 CD, Wagen: E450/1 Aufnahme für MIC Instrumentarium, Siebkorb mit Deckel.

Desinfektion

- Thermische High Level Desinfektion A_v -Wert > 3000, 93 °C/5 min; Miele & Cie. KG: Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) Typ G7836 CD, Wagen: E450/1 Aufnahme für MIC Instrumentarium, Siebkorb mit Deckel.
- Thermische Desinfektion A_v -Wert = 600, 90 °C/1 min; Miele & Cie. KG: Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) Typ G7836 CD, Wagen: E450/1 Aufnahme für MIC Instrumentarium, Siebkorb mit Deckel.

Prozesschemie (maschinell)

- Reinigung: Dr. Weigert: neodisher MediClean forte.
- Schlusspülung: Deionisiertes Wasser (VE-Wasser).
- Desinfektion: Deionisiertes Wasser (VE-Wasser).

Dampfsterilisation

- Programm: Halb-Zyklus SAL 10⁶, fraktioniertes Vorvakuumverfahren 3 mal, 132 °C/1,5 min, MMM GmbH: Typ Selectomat PL/669-2 CL, Sterilisationsbeutel, Trocknungszeit 20 min, Abkühlungszeit: außerhalb des Autoklaven 30 min bei Raumtemperatur (max. 25 °C).
- Die max. Sterilisationstemperatur ist auf 138 °C festgelegt.

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung der Medizinprodukte für eine wirksame Aufbereitung wurde durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüflabor erbracht.

Die oben aufgeführten Anweisungen wurden vom Medizinprodukte-Hersteller, als geeignet für die Aufbereitung/Wiederaufbereitung eines Medizinproduktes zu dessen Wiederverwendung, validiert. Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsächlich durchgeführte Aufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Werkstoffen und Personal in der Aufbereitungseinrichtung das gewünschte Ergebnis erzielt. Dafür sind Verifizierung und/oder Validierung und Routineüberwachung des Verfahrens erforderlich.

Aktuelle Version verfügbar bei der GEUDER AG.
Änderungen vorbehalten.

REF G-24040, G-24041, G-24046, G-24047, G-24048, G-24049, G-24050, G-24051, G-24055, G-24056, G-24060, G-24061, G-24065, G-24070, G-24072, G-24310, G-24313, G-24315, G-24360, G-24362, G-24364, G-24366

**ULTRASONIC TIPS
PRODUCT RELATED PROCESSING INSTRUCTIONS**

These reprocessing instructions for critical* medical devices (MD), are exclusively valid for the above listed items by GEUDER AG. All medical devices that are provided in a non-sterile way must be reprocessed before each application.



Fig. 1: example illustrations, ultrasonic tips

REF		to use with WRENCH		to use with GEUDER INFUSION SLEEVES														
		G-24110	G-24112	G-24073	G-24086	G-24101	G-24102	G-24103	G-24104	G-24106	G-24111	G-24311	G-24314	G-24316	G-24361	G-24363	G-24365	G-24367
G-24040		X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
G-24041		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24046		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
G-24047		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
G-24048		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
G-24049		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
G-24050		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	
G-24051		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G-24055		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	
G-24056		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	
G-24060		X	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	

REF		to use with WRENCH		to use with GEUDER INFUSION SLEEVES														
		G-24110	G-24112	G-24073	G-24086	G-24101	G-24102	G-24103	G-24104	G-24106	G-24111	G-24311	G-24314	G-24316	G-24361	G-24363	G-24365	G-24367
G-24061		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24065		X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24070		X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24072		-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-24310		X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
G-24313		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
G-24315		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
G-24360		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
G-24362		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
G-24364		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
G-24366		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Tab. 1

ACCESSORIES

G-24110	WRENCH for reusable ultrasonic tips	
G-24112	WRENCH for CMP ultrasonic tip	
G-31021	CLEANING ADAPTER for ultrasonic tips	
ULTRASONIC HANDPIECES	example illustration	
GEUDER INFUSION SLEEVES	example illustrations	

Tab. 2, illustrations not drawn to scale

OVERVIEW

Cycle limit	Assembly/Disassembly	Accessories
100 x	YES	YES (see tab. 2 Accessories)
Pre-cleaning	Ultrasound	Automated processing
YES	YES	YES
Manual processing	Compressed air	Steam sterilization
NO	YES	YES

Tab. 3

AUXILIARY EQUIPMENT

First treatment	Soft tissue (e.g. compress), single-use syringe (5 times with 10 ml each)
Pre-cleaning	Soft plastic brush or steamer (steam jet, max. 2 bar), single use syringe (5 times with 10 ml each) or cleaning gun (water pressure gun, max. 2 bar) optionally: ultrasound bath 35-40 kHz
Drying	Medical compressed air (oil-free compressed air, max. 2 bar)
Checking pH value	pH test strips
Maintenance	Instrument oil apt for sterilization, lint-free wipes

Tab. 4

ASSEMBLY/DISASSEMBLY:

- Screw the ultrasonic tip onto the ultrasonic hand-piece and tighten it with the wrench for ultrasonic tips (Fig. 2).
- Slide the infusion sleeve over the ultrasonic tip and screw it onto the thread of the ultrasonic handpiece. Make sure not to damage the infusion sleeve (Fig. 3).
If you are using an infusion sleeve with a flexible core, make sure not to shift this core.
- For the correct positioning of the infusion sleeve refer to the product related processing instruction of the infusion sleeve (1102223).
- For the next steps please refer to the Instructions for Use for ultrasonic handpieces (1102217 IfU Ultrasonic Handpieces or 1102312 IfU Ultrasonic Handpiece ERGO)




Fig. 2




Fig. 3

FIRST TREATMENT AT PLACE OF USE

- Remove the infusion sleeve and the ultrasonic tip from the ultrasonic handpiece in reverse order as shown in fig. 2 to 3.
- The ultrasonic handpiece is reprocessed according to the respective instructions for use (1102217 or 1102312), the infusion sleeve according to its product related processing instruction (1102223).
- Remove macroscopically visible impurities (e.g. pharmaceuticals or corrosive solutions, etc.) during/ immediately after application with a compress soaked in sterile water.
- Rinse the ultrasonic tip with sterile water.
- Place dry ultrasonic tip into a suitable storage or transport system and close it.

PREPARATION BEFORE CLEANING

Pre-cleaning

- Rinse ultrasonic tip under running cold (< 40 °C) tap water.
- Remove visible, gross contamination using a soft plastic brush or a steamer.
- Attach the cleaning adapter as shown in fig. 4.
- Rinse ultrasonic tip with a cleaning gun with a suitable flushing adapter or a single-use syringe.
- Rinse ultrasonic tip against the flow direction.




Fig. 4

OR

Ultrasound cleaning as supporting pre-cleaning (optional)

Basically, we recommend pre-cleaning with ultrasound for all complex or very dirty medical devices (e.g. instruments with a lumen, slide switch, joint, etc.). Observe the instructions or exposure time and concentration of the producer of the chemical as well as the instructions of the manufacturer of the ultrasound bath.

- Introduce the ultrasonic tip and make sure that it is completely moistened:
 - Fill ultrasonic tip with cleaning agent.
- Ultrasound treatment at 35-40 kHz, wait until the exposure time is over.
- Rinse the ultrasonic tip afterwards with demineralised water for neutralisation.
- Check ultrasonic tip for unobstructed flow:
 - Rinse the ultrasonic tip with a cleaning gun, a steamer or a single-use syringe.
 - Rinse ultrasonic tip against the flow direction.

AUTOMATIC CLEANING AND DISINFECTION

As additional load only ophthalmic products are permitted.
Thermic disinfection A₀ value > 3000, 93 °C, 5 min; VARIO TD program.
The selection of suitable racks, charging trolleys for optimal rinsing and flushing of the medical devices should be done after consulting with the cleaning device manufacturer.

Process

- Connect the cleaning adapter to a suitable rinsing connector of the charging trolley.
 - Avoid rinsing shadows.
- After cleaning and disinfection the cleaning adapter must be removed for the following steps of reprocessing.

DRYING

Dry the ultrasonic tip with medical compressed air, if necessary.

Control of pH value

We recommend carrying out a batch-related routine control for alkaline residues.

- Apply the remaining humidity of the ultrasonic tip onto a pH test strip.
- Compare the pH test strip with the color scale:
 - pH must be neutral.

CONTROL AND MAINTENANCE

Visual control

- Check if the ultrasonic tip is clean:
 - In case of residues, the cleaning and disinfection process must be repeated.
- Check if the ultrasonic tip is damaged:
 - Remove corroded or damaged (bent) ultrasonic tips.
(Bent ultrasonic tips must not be straightened.)
- Check if the ultrasonic tip is complete.
- Check if the ultrasonic tip is dry.

Maintenance

- Care for all ultrasonic tips with a suitable instrument oil:
 - Let the ultrasonic tip cool down.
 - Apply the instrument oil on the thread
 - Remove excess instrument oil, if any, with a lint-free wipe.

PACKAGING

Use packaging materials and systems complying with the following standards:
DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607 und DIN EN 868-8.

STERILIZATION

Steam sterilization in fractionated prevacuum method:

SAL 10⁻⁶, at least 3 min at 134 °C, 3 bar.

STORAGE

Storage is at room temperature (max. 25 °C) in closed storage systems (dust- and light-protected also dry), protected from damage or mechanical influences, in a controlled environment.

- Damaged or open sterile barrier systems (SBS) are deemed non-sterile.
- The storage time depends on the type of packaging and must be validated accordingly.

TRANSPORT

Transport must not have a negative effect on the characteristics of the sterile goods.

Returns to Geuder AG: Please note that we only accept processed (cleaned, disinfected and sterilised) medical devices.

DISPOSAL

The laws and provisions of each country must be complied with. Medical devices suspected to contain CJD (vCJD): observe the recommendations of the Robert-Koch-Institute (www.rki.de).

National standards, regulations and/or restrictions must also be considered!

GENERAL INFORMATION FOR PROCESSING

Detailed information for processing are provided in the manufacturer information for the processing of medical devices from GEUDER AG.

The life cycle of reusable medical devices ends, either due to material changes, material wear, damages, as well as functional changes or loss of function of the medical product, or after reaching the maximum number of reprocessing cycles in case of a cycle limitation as stated in the product related reprocessing instructions for the product (see table overview).

DETAILS OF VALIDATION

Summary of processes validated by GEUDER AG:

The selection of the parameters refers to worst case conditions.

Manual pre-cleaning, cleaning and disinfection:

Pre-cleaning:

Using tap water (according TrinkwV [German Drinking Water Ordinance]), cleaning gun or syringe, instrument cleaning brush with soft nylon bristles (15 mm).

Cleaning:

- In the ultrasound bath, 0.5 %, 10 min/30-40 °C, 35 kHz, Bandelin RK 510 H; after ultrasound treatment the instruments are placed for 2 min in deionized water and rinsed and/or operated.

Process chemicals (manual):

- Cleaning: Dr. Weigert: neodisher MidiClean forte, deionized water.
- Disinfection: Bode Chemie: Korsorex plus, deionized water.

Automatic cleaning and disinfection:

Cleaning:

- Program: shortened VARIO TD program, 0.2 %, 55 °C/10 min, final rinsing 3 min/deionized water, Miele & Cie KG: Washer-Disinfector type G7836, charging trolley: E450/1 accessories for MIC instruments, sieve basket with lid.

Disinfection:

- Thermal high level disinfection A₀-value > 3000, 93 °C/5 min, Miele & Cie KG: Washer-Disinfector type G7836, charging trolley: E450/1 accessories for MIC instruments, sieve basket with lid.
- Thermal disinfection A₀-value = 600, 90 °C/1 min, Miele & Cie KG: Washer-Disinfector type G7836, charging trolley: E450/1 accessories for MIC instruments, sieve basket with lid.

Process chemicals (automatic):

- Cleaning: Dr. Weigert: neodisher MediClean forte.
- Final rinsing: deionized water.
- Disinfection: deionized water.

Steam sterilization:

- Program: half-cycle SAL10⁻⁶, fractionated pre-vacuum procedure 3 times, 132 °C/1.5 min, MMM GmbH: type Selectomat PL/669-2 CL, sterilization pouches, drying time 20 min, cooling time: outside of the autoclave 30 min at room temperature (max. 25 °C).
- The maximum sterilization temperature is 138 °C.

An independent, accredited test laboratory proved the basic suitability of the medical devices for an effective reprocessing.

The above mentioned instructions were validated by the manufacturer of medical devices to be suitable for the processing/reprocessing of a medical product to be reused. The processing/reprocessing person(s) have the responsibility, that the actually applied procedure with the utilized equipment, materials and staff in the processing facility achieves the required result. Therefore the verification and/or validation and a routine monitoring of the procedure are indispensable.

Actual version available at GEUDER AG.

Subject to changes.