

F-DECALIN PLUS



Weitere Informationen:
www.fluoron.de

Biokompatibel

Physiologisch und chemisch inert

Angepaßte Dichte von 1,81 g/cm³

F-DECALIN^{PLUS} ist ein Gemisch aus Perfluordecalin und F6H8[®] und ermöglicht durch seine reduzierte Dichte eine „sanfte“ Netzhautentfaltung.

- Intraoperatives Hilfsmittel zur Netzhautentfaltung
- Durch Beimischung von F6H8[®] können im Auge verbleibende Reste in eine nachfolgende Silikonöltamponade übergehen und ein homogenes Tamponademedium bilden.
- Durch reduzierte Dichte bleiben Traktionen für den Operateur erkennbar.

G-80205 F-DECALIN PLUS

Vial 5 ml, steril

G-80207 F-DECALIN PLUS

Vial 7 ml, steril