

F-DECALIN



Weitere Informationen:
www.fluoron.de

Biokompatibel

**Vollständig fluoridierte
und chemisch
inerte Verbindung**

**Höchste Dichte von
1,93 g/cm³**

F-DECALIN wird eingesetzt bei komplizierter
Netzhautablösung:

- Entfaltung abgelöster Netzhaut
- Riesenrissen
- Traumata
- Laserkoagulation
- Heben luxierter Linsen
- Kurzzeitige Stabilisierung
der wiederangelegten Retina

G-80105 F-DECALIN

Vial 5 ml, steril

G-80107 F-DECALIN

Vial 7 ml, steril