

# DIACLEAN®

DIE NEUE DIAMANTMESSER-  
PRODUKTLINIE VON GEUDER®

DIAMANTMESSERREINIGUNG  
PAR EXCELLENCE



**NEU**

**DIACLEAN® DIAMANTMESSER**  
Perfekte maschinelle Reinigung und  
Desinfektion - ohne Adapter

- **gründlich und sicher:** effektives Umspülen der inneren Mechanik und des Diamanten durch eigens entwickeltes Rastersystem in der Griffhülse
- **innovativ und durchdacht:** versetzte Anordnung der Reinigungsöffnungen zur Vermeidung von Spülschatten
- **praktisch und universell:** maschinelle Aufbereitung in allen gängigen Spülautomaten möglich
- **effizient und schnell:** kein kompliziertes Anschließen an einen Reinigungskonnekter oder an anderes Zubehör notwendig
- **richtlinienkonform und validiert:** maschinelle Aufbereitung gemäß neuesten RKI-Richtlinien

Patent pending

# MEHR SICHERHEIT DURCH GEUDER® INNOVATION

## DIACLEAN®

Perfekte maschinelle Aufbereitung -  
mit allen Vorteilen, die sich der  
Operator von einem Diamantmesser  
wünscht:



- Der Diamant ist ultra-scharf geschliffen und schneidet absolut gewebeschonend.
- Die Diamantmesser Klinge nutzt sich beim Schneiden niemals ab.
- Der Diamant ist während der maschinellen Aufbereitungsphase geschützt.
- Das Diamantmesser liegt leicht und griffig in der Hand.

- Alle GEUDER Diamantmesser ohne Schnitttiefeinstellung sind im neuen Design erhältlich.
- Ein kostengünstiger Umbau Ihres jetzigen Diamantmessers auf das neue Design ist auf Anfrage möglich.
- Bei weiteren Fragen zu DIACLEAN® steht Ihnen der GEUDER Vertrieb gerne jederzeit zur Verfügung.