

F6H8®

VITREOUS SUBSTITUTE

PAT. NO: EP 0859751,
US 6,626,126 B1

Biokompatibles Lösungsmittel für Silikonölrreste

Signifikant reduzierte Dichte von 1,33 g/cm³

Hochreines F6H8® eröffnet neue Dimensionen in der Glaskörper- und Netzhautchirurgie:

- Temporäre Endotamponade bei komplizierten, insbesondere inferioren Netzhautablösungen
- „Dritte Hand“ bei Relokation der Makula
- Netzhautentfaltungsmittel mit geringem Anpressdruck. Auch diskrete Traktionen und Verkürzungen der Netzhaut bleiben für den Operateur erkennbar.
- Reinigung von IOLs nach Silikonöltamponade.

G-80606
VITREOUS SUBSTITUTE F6H8®
Vial 6 ml, steril

G-80609
VITREOUS SUBSTITUTE F6H8®
Vial 9 ml, steril



Weitere Informationen:
www.fluoron.de