

# F-OCTANE LIGHT



Weitere Informationen:  
[www.fluoron.de](http://www.fluoron.de)

**Biokompatibel**

**Physiologisch und  
chemisch inert**

**Signifikant reduzierte  
Dichte von 1,46 g/cm<sup>3</sup>**

F-OCTANE LIGHT ist ein hochreines Gemisch aus Perfluoroctan und F6H6® und ermöglicht durch seine angepasste Dichte eine „sanfte“ Netzhautentfaltung.

- Intraoperatives Hilfsmittel zur Netzhautentfaltung
- Durch reduzierte Dichte von 1,46 g/cm<sup>3</sup> bleiben Traktionen für den Operateur erkennbar.

**G-80705 F-OCTANE LIGHT**  
Vial 5 ml, steril

**G-80707 F-OCTANE LIGHT**  
Vial 7 ml, steril