

F-OCTANE PLUS



Weitere Informationen:
www.fluoron.de

Biokompatibel

Physiologisch und chemisch inert

Reduzierte Dichte von 1,72 g/cm³

F-OCTANE PLUS ist ein Gemisch aus Perfluoroctan und F6H8® und ermöglicht durch seine reduzierte Dichte eine „sanfte“ Netzhautentfaltung.

- Intraoperatives Hilfsmittel zur Netzhautentfaltung
- Durch reduzierte Dichte bleiben Traktionen für den Operateur erkennbar.
- Verbleibende Reste gehen durch 4-fach höheren Dampfdruck gegenüber Perfluor-decalin schneller in die Gasphase über, so dass die Netzhaut früher entlastet wird.

G-80405 F-OCTANE PLUS
Vial 5 ml, steril

G-80407 F-OCTANE PLUS
Vial 7 ml, steril