

F-OCTANE



Weitere Informationen:
www.fluoron.de

Biokompatibel

**Vollständig fluoridierte
und chemisch
inerte Verbindung**

**Hohe Dichte von
1,76 g/cm³**

F-OCTANE wird eingesetzt bei komplizierter
Netzhautablösung:

- Entfaltung abgelöster Netzhaut
- Riesenrissen
- Traumata
- Laserkoagulation und Kryotherapie
- Heben luxierter Linsen
- Kurzzeitiger Tamponade

G-80305 F-OCTANE

Vial 5 ml, steril

G-80307 F-OCTANE

Vial 7 ml, steril